

## Geschlossene Sohle

Der Duplo Universal schützt die gesamte Sohle. Der Beschlag ist deshalb nicht nur für den Einsatz in steinigem Gelände interessant, sondern auch im therapeutischen Bereich sehr beliebt.



## Seitenkappen

Die beiden Seitenkappen sorgen für einen stabilen Sitz des Beschlags auch bei unregelmäßigen Bewegungsabläufen und bei größeren Belastungen. Außerdem wird die Montage durch die Seitenkappen deutlich erleichtert.



## Gleitschutz

Egal, ob Sie eine Variante mit verstärktem Profil oder mit Gewindeeinsätzen wählen: Der Duplo Universal kann auch auf rutschigem Untergrund problemlos verwendet werden. Die Gewinde sind für M8-Schraubstollen geeignet.



## Therapeutische Anwendung

Durch die geschlossene Sohle und die optimale Stoßdämpfung ist der Duplo Universal ein beliebter Beschlag im therapeutischen Bereich. Ein Guss- oder Knetpolster wird problemlos in der gewünschten Position gehalten; eine Ergänzung mit Keilen ist ebenfalls möglich.



# DUPLO

## Universal



Wie der Name schon andeutet, ist der Duplo Universal die erfolgreiche Kombination aller positiven Duplo-Eigenschaften und damit beinahe universell einsetzbar.



## Einfache Handhabung

Der Duplo Universal ist in seiner Verwendung genauso unkompliziert wie jeder andere Duplo-Beschlag auch; Sie benötigen für die Montage weder zusätzliches Werkzeug noch besondere Hufnägel.

## Stabilität

Wie bei allen Duplo-Beschlägen sorgt auch beim Duplo Universal der feste Metallkern für Stabilität und Belastbarkeit.

## Minimiertes Verletzungsrisiko

Durch den Kunststoffmantel und die abgerundeten Kanten sinkt das Verletzungsrisiko in der Herde und bei Gangproblemen (z.B. Greifen, Streichen).

## Stoßdämpfung

Der gesamte Metallkern ist mit Kunststoff ummantelt. Dadurch werden Stöße und hochfrequente Schwingungen beim Aufpußen im Vergleich zu einem ungepolsterten Hufeisen deutlich verringert. Der Duplo Universal entlastet damit Bänder, Sehnen und Gelenke.

## Modifikationsmöglichkeiten

Der Duplo Universal ist der ideale Beschlag für kreative Hufbearbeiter, da er vielseitig verändert und an die individuellen Bedürfnisse des Hufes angepasst werden kann. Aus einem Duplo Universal können Sie mit einem Winkelschleifer beinahe jedes andere Duplo-Modell nachbauen: Sie können die Seitenkappen entfernen, die geschlossene Sohle in eine Gummilippe umformen, zusätzliches Profil einarbeiten... Ihrer Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt!



## Varianten

Der Duplo Universal ist in sechs Varianten erhältlich:

- 😊 **Standard Universal**  
(= Standard geschlossen mit Seitenkappen)
- 😊 **Standard Universal mit Gewinde**  
(= Standard geschlossen mit Seitenkappen und Gewinde)
- 😊 **Standard Universal mit Profil**  
(= Standard geschlossen mit Seitenkappen und Profil)
- 😊 **Extra Universal**  
(= Extra geschlossen mit Seitenkappen)
- 😊 **Extra Universal mit Gewinde**  
(= Extra geschlossen mit Seitenkappen und Gewinde)
- 😊 **Extra Universal mit Profil**  
(= Extra geschlossen mit Seitenkappen und Profil)

[www.duplo-frank.de](http://www.duplo-frank.de)



Duplo Kunststoffbeschläge  
H. Frank Kunststofftechnik GmbH  
Vorderfreundorfer Straße 20 - D-94143 Grainet  
Tel.: 08585-9699982 - Fax: 08585-9699966  
info@duplo-frank.de